

SERAMESH® - SERAMESH® PA

Textile Implantate
Textile implants

SERAMESH®

SERAMESH® SE

PP

POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / multifil / nicht resorbierbar
Maschenweite < 2 mm
Flächengewicht 110 g/m²
undyed / multifilament / nonabsorbable
Mesh width < 2 mm
weight 110 g/m²

SERAMESH® SO

PP

POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / monofil / nicht resorbierbar
Maschenweite < 2 mm
Flächengewicht 130 g/m²
undyed / monofilament / nonabsorbable
Mesh width < 2 mm
weight 130 g/m²

SERAMESH® LE

PP

POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / multifil / nicht resorbierbar
Maschenweite > 4 mm
Flächengewicht 60 g/m²
undyed / multifilament / nonabsorbable
Mesh width > 4 mm
weight 60 g/m²

SERAMESH® PA




PP/PGLACL

POLYPROPYLEN /
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON
POLYPROPYLENE /
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



ungefärbt / monofil-multifil / teilresorbierbar
Maschenweite zwischen 2 und 4 mm
Flächengewicht vor Resorption 85 g/m² / nach Resorption 28 g/m²
undyed / monofilament-multifilament / partially absorbable
Mesh width between 2 and 4 mm
weight before absorption 85 g/m² / after absorption 28 g/m²


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Maße in cm Size in cm	Verpackungs-Einheit Units per box	Bestell-Nummer Code number
SERAMESH® SE				
FEINMASCHIG / UNGEFÄRBT / MULTIFIL / NICHT RESORBIERBAR <i>FINE / UNDYED / MULTIFILAMENT / NONABSORBABLE</i>				
	SERAMESH® SE	8,5 x 7	3	SN06
		7,5 x 9	3	SN09
		11 x 6	3	SN07
		13 x 8	3	SN12
		15 x 10	3	SN04
		15 x 15	3	SN10
		30 x 30	1	SN08
	SERAMESH® SE mit Einschnitt <i>with notch</i>	8,5 x 7	3	SN05
SERAMESH® SO				
GROBMASCHIG / UNGEFÄRBT / MONOFIL / NICHT RESORBIERBAR <i>COARSE / UNDYED / MONOFILAMENT / NONABSORBABLE</i>				
	SERAMESH® SO	8,5 x 7	3	SN26
		7,5 x 9	3	SN29
		11 x 6	3	SN27
		13 x 8	3	SN32
		15 x 10	3	SN24
		15 x 15	3	SN30
		30 x 30	1	SN28
	SERAMESH® SO mit Einschnitt <i>with notch</i>	8,5 x 7	3	SN25
SERAMESH® LE				
WEITMASCHIG / UNGEFÄRBT / MULTIFIL / NICHT RESORBIERBAR <i>WIDE / UNDYED / MULTIFILAMENT / NONABSORBABLE</i>				
	SERAMESH® LE	8,5 x 7	3	SN106
		7,5 x 9	3	SN109
		11 x 6	3	SN107
		13 x 8	3	SN112
		15 x 10	3	SN104
		15 x 15	3	SN110
		30 x 30	1	SN108
	SERAMESH® LE mit Einschnitt <i>with notch</i>	8,5 x 7	3	SN105


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Maße in cm Size in cm	Verpackungs-Einheit Units per box	Bestell-Nummer Code number
SERAMESH® PA UNGEFÄRBT / MONOFIL-MULTIFIL / TEILRESORBIERBAR UNDYED / MONOFILAMENT-MULTIFILAMENT / PARTIALLY ABSORBABLE				
	SERAMESH® PA	11 x 6	3	SN307
		12 x 10	3	SN319
		15 x 10	3	SN304
		15 x 15	3	SN310
		15 x 30	3	SN313
		30 x 30	1	SN308
	SERAMESH® PA preshaped	13 x 8	3	SN315
		13,5 x 6	3	SN311
				

Weitere Artikel auf Anfrage!
Further articles on request!





SERAG-WIESSNER KG
Zum Kugelfang 8-12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de